



Minimální trvanlivost do:  
Minimálna trvanlivosť do:

Nejprve zatlačit, potom odtrhnout.

Najskôr zatlačiť, potom odtrhnúť.

**NUTRITON**

OD NAROZENÍ / OD NARODENIA

DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY V PRAŠHU  
DIETETICKÁ POTRAVINA NA OSOBNÉ MEDICÍNSKE ÚČELY V PRAŠHU

Nutrilon je dietní potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná pro kojence od narození. Je určena jako přídatek do mateřského mléka pro kojence, kteří ublinkávají.

Nutrilon je účinný při ublinkávání díky obsahu speciální přírodní složky – karubínu. Karubín zahusťuje obsah žaludku, a tak snižuje výskyt ublinkávání. Veškeré živiny ze stravy díky tomu zůstávají v trávicím ústrojí. Účinky byly prokázány v klinických studiích.

U nekojených ublinkávajících dětí doporučujeme podávat Nutrilon AR, který též obsahuje karubín. V případě souběžného výskytu ublinkávání a jiné specifické výživové potřeby u nekojených dětí je možné Nutrilon smíchat i s jinými speciálními mléky Nutrilon (např. Nutrilon HA či Nutrilon Allergy care).

Nutrilon je dietetická potravina na osobitné medicínske účely vhodná pre dojčatá od narodenia. Je určená ako prídavok do materského mlieka pre dojčatá, ktoré grckajú.

Nutrilon je účinný pri grckaní vďaka obsahu špeciálnej prírodnej zložky – karobovej gúmy. Karobová guma zahusťuje obsah žalúdka, a tak znižuje výskyt grckania. Všetky živiny zo stravy vďaka tomu zostávajú v tráviacom ústrojenstve. Účinky boli klinicky preukázané.

U nedojčených grckajúcich detí odporúčame podávať Nutrilon AR, ktorý tiež obsahuje karobovú gumu. V prípade súbežného výskytu grckania a inej špecifickej výživovej potreby u nedojčených detí je možné Nutrilon zmiešať aj s inými špeciálnymi mlékami Nutrilon (napr. Nutrilon HA či Nutrilon Allergy care).

**DŮLEŽITÉ RADY:** Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin. Vždy zlikvidujte nespotebovanou stravu. Neohřívajte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. Nikdy nepřidávejte do výživy více odměrek, než je stanoveno, ani cokoliv jiného. Dohlédněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním.

**DŮLEŽITÉ RADY:** Pripravenú stravu spotrebujte do dvoch hodín. Vždy zlikvidujte nespotebovanú stravu. Neohrievajte stravu v mikrovlnnej rúre, aby ste predišli obareniu dieťaťa v dôsledku nerovnomerného ohriatia. Nikdy nepridávajte do výživy viac odmeriek, než je stanovené, ani čokoľvek iné. Dohliadnite na hygienu ústnej dutiny v období rastu prvých zúbkov, predovšetkým pred spaním.

**UCHOVÁVÁNÍ:** Po každém použití obal pečlivě uzavřete. Uchovávejte na suchém a chladném místě (ne v ledničce). Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Spotřebujte do 1 měsíce od otevření.

**UCHOVÁVANIE:** Po každom použití obal starostlivo uzavorte. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste (nie v chladničke). Nevkladajte dovnútra vlhkú odmerku. Spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.

**Nutrilon je určen k dietnímu postupu při těchto obtížích:**

1. Ublinkávání způsobené jícnovým refluxem - nedostatečným uzavřením mezi jícnem a žaludkem, kdy se strava snadněji dostává ze žaludku zpět do jícna a do úst.
2. Ublinkávání, u něhož nejsou známy žádné organické důvody, a proto může být dobře zvládnuto zařízením zahusťené potraviny do stravy.

**NÁVOD NA PŘÍPRAVU:** Existují dvě základní metody použití Nutrilonu u kojenců, kteří ublinkávají. Buď jako součást odstříkaného mateřského mléka nebo k samostatnému podávání před a v průběhu kojení. Následující doporučení ohledně množství mohou být přizpůsobena individuálním požadavkům.

**Nutrilon přidávaný do odstříkaného mateřského mléka**

Přidejte 1 zarovnanou odměrku Nutrilonu do každých 100 ml mateřského mléka zahřátého na tělesnou teplotu. Dobře zamíchejte, nechte 7 minut odstát, dokud Nutrilon nezahusťuje mléko. Znovu zamíchejte a okamžitě použijte. Savička kojenecké lahve bude potřebovat větší otvor ve srovnání s nezahusťeným mlékem.

**Nutrilon podávaný samostatně jako gel**

Pokud nemůžete nebo nechcete využít metodu přidání Nutrilonu přímo do mateřského mléka, můžete jej podávat dítěti samostatně lžičkou v malých množstvích před a v průběhu kojení. Rozpustíme 1 zarovnanou odměrku Nutrilonu v 25 ml převařené vody určené pro kojence ochlazené na tělesnou teplotu. Důkladně zamícháme a necháme max. 7 minut odstát, aby mohl Nutrilon zhoustnout. Zamíchejte znovu a okamžitě podávejte. Přirozeným reflexem dítěte je vypuzování lžičky z úst. Doporučujeme tedy pokládat lžičku na špičku jazyka a mírně zatlačit dolů, aby došlo k polknutí gelu. Nepoužitý Nutrilon gel okamžitě zlikvidujte.

**Nutrilon je určený pre diétny režim pri týchto ťažkostiach:**

1. Grckanie zapríčinené pažerákovým refluxom - nedostatočným uzavrením medzi pažerákom a žalúdkom, kedy sa potrava ľahšie dostáva zo žalúdka naspäť do pažeráku a do úst.
2. Grckanie, pri ktorom nie sú známe žiadne organické dôvody a preto sa dá veľmi dobre zvládnuť zaradením zahusťenej potraviny do stravy.

**NÁVOD NA PŘÍPRAVU:** Existujú dve základné metódy použitia Nutrilonu u dojčiat, ktoré grckajú. Buď ako súčasť odstriedaného materského mlieka alebo na samotné podávanie pred a v priebehu dojčenia. Nasledujúce odporúčania ohľadom množstva môžu byť prispôbené individuálnym požiadavkám.

**Nutrilon pridávaný do odstriedaného materského mlieka**

Pridajte 1 zarovnanú odmerku Nutrilonu do každých 100 ml materského mlieka ohriateho na telesnú teplotu. Dobře zamiešajte, nechajte 7 minút odstáť, pokiaľ Nutrilon nezahusťuje mlieko. Znovu zamiešajte a okamžite použite. Cumlik dojčenskej fľaše bude potrebovať väčší otvor v porovnaní s nezahusteným mliekom.

**Nutrilon podávaný samostatne ako gél**

Pokiaľ nemôžete alebo nechcete využiť metódu pridania Nutrilonu priamo do materského mlieka, môžete ho podávať dieťaťu samostatne lyžičkou v malých množstvách pred a v priebehu dojčenia. Rozpustíme 1 zarovnanú odmerku Nutrilonu v 25 ml prevarenej vody určenej pre dojčatá ochladenej na telesnú teplotu. Dôkladne zamiešame a necháme max. 7 minút odstáť, aby mohol Nutrilon zhustnúť. Zamiešajte znovu a okamžite podávejte. Prírodným reflexom dieťaťa je vypudzovanie lyžičky z úst. Odporúčame teda prikladať lyžičku na špičku jazyka a mierne zatlačiť dole, aby došlo k prehltnutiu gelu. Nepoužitý Nutrilon gél okamžite zlikvidujte.

**NUTRICIA**  
Expertí na výživu v raném věku

**Nutrilon**  
ProExpert



Instantní přídatek do mateřského mléka pro kojence, kteří ublinkávají  
Instantný prídavok do materského mlieka pre dojčatá, ktoré grckajú

135 g e

**NUTRITON**

OD NAROZENÍ  
OD NARODENIA

DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY V PRAŠHU / DIETETICKÁ POTRAVINA NA OSOBNÉ MEDICÍNSKE ÚČELY V PRAŠHU



**VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 g PRAŠHU**

Energetická hodnota / Energia	1345 kJ / 318 kcal
Tuky	0,3 g
z toho nasycené / nasýtené	0 g
masné kyseliny	
Sacharidy	66,2 g
z toho cukry	6,0 g
Vláknina*	25,1 g
Bílkoviny / Bielkoviny	0 g
Sůl / Soľ	0,015 g
Minerální / Minerálne látky	
Na	6 mg
Ca	335 mg
Fe	8,8 mg
Zn	5,3 mg

\* svatojánského / svätójánského chleba

1 zarovnaná odměrka / odmerka = 1,7 g sušeného přípravku / prípravku.

**SLOŽENÍ:** Maltodextrin, karubín (mouka ze svatojánského chleba), uhličitán vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.

**ZLOŽENIE:** Maltodextrín, karobová guma (múka zo svätójánského chleba), uhličitán vápenatý, síran železnatý, síran zinočnatý. Zloženie sa vztahuje na sušený stav potraviny.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Nutrilon je možné používat jen pod kontrolou lékaře. Pro zdraví kojenců je důležité důsledně dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení. Nutrilon není vhodný jako jediný zdroj výživy.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Nutrilon je možné používať len pod kontrolou lekára. Pre zdravie dojčiat je dôležité dôsledne dodržiavanie návodu na prípravu aj uvedených odporúčaní. Nutrilon nie je vhodný ako jediný zdroj výživy.

Baleno v ochranné atmosféře. Balené v ochrannej atmosfére.

Składujcie w suchu a chładu/chłade (< 25 °C).


0 208 651

Prodávající: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, CR.

Predávajúci: Nutricia, s.r.o., Prievozska 4, 821 09 Bratislava, SR.

PDS: 0127700-01-0004

Vyrobena v Polsku. Wyrobenej w Polsku.



000329970049\_V2 FB 115\*43\*170

